



Objekt:	Zeitpunkt:	Arbeitsmittel:	Anwendung:	Verantwortlich:	
Hände (Hände mit kaltem Wasser waschen)	10 Min.	Händedesinfektion aus Direktspender Präparat: Lifosan forte	einreibende Desinfektion	N.N.	
	10 Min.	Händedesinfektion aus Direktspender Präparat: Betaisodonna Lösung	waschende Desinfektion	N.N.	
	p.op.	Händedesinfektion aus Direktspender Präparat: Lifosan forte	waschen	N.N.	
	anschl.	Einmalhandtuch	trocknen	N.N.	
	anschl.	Hautpflegemittel	pflegen	N.N.	
Instrumente (In jedem Falle erst desinfizieren und dann reinigen)	Allgemeine Instrumente	täglich	Präparat: Edisonite	desinfizieren und reinigen	N.N.
	Chirurgische Instrumente	a.op.	Präparat: Edisonite Sterilisator: MELAG Typ 251 (180 Grad / 90 Min.)	desinfizieren und reinigen sterilisieren	N.N.
	Einrichtungsgegenstände und Geräte	täglich	Präparat: Sagromed Spray	desinfizieren und reinigen	N.N.
	Fußböden	täglich	Präparat: Sagromed Spray	desinfizieren und reinigen	N.N.
Schutzbekleidung			Waschmittel: Persil Maschine 95 Grad bei 10 Min.	desinfizieren und reinigen	N.N.
Abfall			Einmalplastiksack	sammeln, desinfizieren, verschließen, entsorgen	N.N.
Toiletten		täglich	Präparat: OO-WC-Reiniger	spritzen	N.N.